

CAD/CAM Chairside

Vue
d'ensemble
des blocs

Convient pour CEREC®



Making People Smile*


* Vous donner le sourire

Tout ce dont vous avez besoin pour les restaurations en une seule séance

Préparation
OptraGate



Restauration & finition



Assemblage
Variolink Esthetic,
ZirCAD Cement



Soins

Cervitec Plus

[1] Résistance à la flexion biaxiale moyenne, résultat après plus de 10 ans de tests de qualité continus
[2] Valeur moyenne typique de résistance à la flexion biaxiale

IPS e.max® CAD

Vitrocéramique au disilicate de lithium (LS₂)

HT (Haute translucidité)


Dimensions



I 12

C 14

Teintes



MT (Moyenne translucidité)

Dimensions



C 14

Teintes



LT (Basse translucidité)


Dimensions



I 12

C 14

Teintes



Dimensions



A 14

A 16

C 16

B 32

Teintes



MO (Moyenne opacité)

Dimensions



C 14

A 14


Teintes



Impulse



C 14



Indications

Facettes fines (0,4 mm), facettes, facettes occlusales, inlays, onlays, couronnes partielles, couronnes, couronnes à minimalement invasives (≥1 mm), piliers hybrides, couronnes piliers hybrides, couronnes en trois parties (jusqu'à la seconde prémolaire en tant que pilier final).

IPS e.max® ZirCAD

Tout céramique d'oxyde de zirconium (ZrO₂)

MT Multi (Moyenne translucidité)

Dimensions




C 17



B 45

Teintes



LT (Basse translucidité)

Dimensions




C 17



B 45

Teintes



Indications

Couronne et bridge (monolithique) tout céramique

IPS Empress® CAD

Vitrocéramique à base de leucite

Multi

Dimensions



I 12



C 14



C 14 L

Teintes



HT (Haute translucidité)

Dimensions



I 10



I 12

Teintes



LT (Basse translucidité)

Dimensions




I 12



C 14

Teintes



Indications

Facettes, inlays, onlays, couronnes partielles, couronnes

Tetric® CAD

Composite

HT (Haute translucidité)

Dimensions



C 14

Teintes



MT (Moyenne translucidité)

Dimensions



C 14

Teintes



Indications

Facettes, inlays, onlays (couronnes partielles, facettes occlusales)

Telio® CAD

PMMA réticulé

LT (Basse translucidité)

Dimensions



A 16




B 40 L



B 55

Teintes



Indications

Couronnes et bridges provisoires (avec au maximum deux éléments reliés), couronnes piliers hydrides temporaires

Dimensions des blocs


Indications	Bloc	Dimensions en mm		
		Largeur	Longueur	Hauteur
IPS e.max® CAD				
Inlay	I 12	10,4	12,5	15,0
Couronne/ Pilier	C 14 / A14	12,4	14,5	18,0
Couronne/ Pilier	C 16 / A16	17,8	15,8	18,0
Bridge	B 32	14,5	14,5	32,0

IPS e.max® ZirCAD				
Couronne	C 17	17,0	19,0	22,0
Bridge	B 45	17,0	19,0	45,0

IPS Empress® CAD				
Inlay	I 10	8,5	10,0	15,0
Inlay	I 12	10,0	12,0	15,0
Couronne	C 14	12,0	14,0	18,0
Couronne	C 14 L	14,4	14,4	18,0

Tetric® CAD				
Couronne	C 14	11,8	13,8	17,8

Telio® CAD				
Pilier	A 16	17,8	15,8	18,0
Bridge	B 40 L	15,4	19,0	39,0
Bridge	B 55	15,5	19,0	55,0



IPS e.max CAD, IPS e.max® ZirCAD, IPS Empress CAD, Telio CAD et Tetric CAD sont des dispositifs médicaux de Classe IIA / CE0123 fabriqués par Ivoclar Vivadent AG. Vous êtes invités à lire attentivement les instructions figurant dans la notice qui accompagne ces dispositifs médicaux ou sur l'étiquetage. Ces dispositifs médicaux ne sont pas remboursés par les organismes d'assurance maladie.

AD0922 - RCS Annecy B 326 420 544 - Imprimé en France

Date : 2022-08, Rev. 9
649116 / FR-BX

Ivoclar Vivadent SAS | B.P. 118 | 74410 Saint-Jorioz | France
Tel. +33 4 50 88 64 00 | Fax +33 4 50 68 91 52

ivoclar.com